



Installation d'un logiciel avec le centre logiciel



Documentation utilisateur





Dans cette documentation nous verrons comment installer des logiciels via le centre logiciel.

Préambule







Applications > Détails de l'application



M-TracePC

Publié par M4Medical

Installer

L'enregistreur ECGPC EOLYS® est un dispositif électronique sophistiqué et moderne. Il est dédié à l'enregistrement d'impulsions ECG de 12 dérivations standard visualisable en 12 pistes à l'écran de tout ordinateur PC.

Licence EOLYS :

État : Disponible

Version : 2.15

Publié le : Non spécifié

Redémarrage nécessaire : Éventuellement nécessaire

Taille du téléchargement : 385 Mo

Temps estimé : Non spécifié

Nombre total de composants : 1

Date de modification : 06/03/2023

Annuler



Installation en cours...

From:
<https://wiki.stoneset.fr/> - **stoneset - documentations**

Permanent link:
https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:windows:mecm:software_center&rev=1681991392

Last update: **2023/04/20 11:49**

