


# Installation d'un logiciel avec le Centre Logiciel

*Documentation utilisateur*





Dans cette documentation nous verrons comment installer des logiciels via le centre logiciel mis à disposition avec MECM. Lorsque l'utilisateur souhaite ajouter un logiciel sur son ordinateur, et que l'administrateur infrastructure à publier le logiciel dans le centre logiciel, il est possible de l'installer en autonomie et sans droit administrateur.

## Installation d'un logiciel

Depuis votre machine Windows, lancer le Centre Logiciel. Il est disponible dans la barre des tâches ou dans le menu démarré.





Applications > Détails de l'application



## M-TracePC

Publié par M4Medical

**Installer**



L'enregistreur ECGPC EOLYS® est un dispositif électronique sophistiqué et moderne. Il est dédié à l'enregistrement d'impulsions ECG de 12 dérivations standard visualisable en 12 pistes à l'écran de tout ordinateur PC.

Licence EOLYS :

État : Disponible

Version : 2.15

Publié le : Non spécifié

Redémarrage nécessaire : Éventuellement nécessaire

Taille du téléchargement : 385 Mo

Temps estimé : Non spécifié

Nombre total de composants : 1



Date de modification : 06/03/2023


**Annuler**



Installation en cours...

## Demander une synchronisation de l'agent local





From:

<https://wiki.stoneset.fr/> - stoneset - documentations

Permanent link:

[https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:windows:mecm:software\\_center&rev=1681991737](https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:windows:mecm:software_center&rev=1681991737)

Last update: 2023/04/20 11:55

